

Code No. 13-1621

製品規格書

多元素混合標準液W-XI

ICP-MS分析用

試験項目	規格値
外観	ごくうすい赤色～うすい褐色又はうすい黄褐色、 澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.45～0.55mol/l
ベリリウム(Be)	95.0～105.0mg/l
コバルト(Co)	95.0～105.0mg/l
ガリウム(Ga)	95.0～105.0mg/l
インジウム(In)	95.0～105.0mg/l
タリウム(Tl)	95.0～105.0mg/l
イットリウム(Y)	95.0～105.0mg/l