

Code No. 13-1658

## 製品規格書

### メタノール

医薬品試験用

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(CH <sub>3</sub> OH)(GC)	質量分率99.8%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.791~0.793g/ml
屈折率20℃	1.327~1.330
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率5ppm以下
酸(HCOOHとして)	質量分率0.002%以下
塩基(NH <sub>3</sub> として)	質量分率3ppm以下
カルボニル化合物(COとして)	質量分率0.005%以下
エタノール(GC)	質量分率0.05%以下
硫酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	質量分率5ppm以下
比重(20/20℃) (Ph.Eur.)	0.791~0.793

JIS K 8891:2006 (\*:当社追加項目)(Ph.Eur.)