

Code No. 13-1764

製品規格書

1-メチル-2-ピロリドン

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
密度(20℃)	1.030～1.034g/ml
屈折率20℃	1.467～1.472
吸光度(285nm)	1.00以下
吸光度(300nm)	0.50以下
吸光度(320～600nm)	0.10以下
水分	0.1%以下
酸(HClとして)	5ppm以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上