

Code No. 13-1852

## 製品規格書

### 1-メチル-2-ピロリドン

GPC用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
密度(20℃)	1.030～1.034g/mL
屈折率20℃	1.467～1.472
吸光度(285nm)	1.00以下
吸光度(300nm)	0.50以下
吸光度(360nm)	0.20以下
吸光度(400～600nm)	0.10以下
GPC試験適合性	試験適合
水分	0.1%以下
酸(HClとして)	5ppm以下
塩基(ピロリジンとして)	0.002%以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	0.03%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上