製品規格書

メタノール

QTofMS用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.789~0.792g/mL
屈折率20℃	1.327~1.330
吸光度(210nm)	0.60以下
吸光度(220nm)	0.30以下
吸光度(230nm)	0.15以下
吸光度(240nm)	0.06以下
吸光度(254nm)	0.015以下
吸光度(260~400nm)	0.01以下
水分	0.05%以下
不揮発物	5ppm以下
酸(HCOOHとして)	0.001%以下
パーティクル(0.5μm以上)	100個/mL以下
過酸化物(H2O2として)	5ppm以下
蛍光試験	試験適合
QTofMS分析適合性	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.7%以上

(1/1) 改訂日: 2021.12.21