

Code No. 13-1880

## 製品規格書

### 多元素混合標準液 ICH Q3D 経口剤用

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	わずかにうすい青緑色、透明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> として)	4~6w/w%
カドミウム(Cd)	4.85~5.15 $\mu\text{g}/\text{mL}$
鉛(Pb)	4.85~5.15 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ヒ素(As)	14.6~15.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$
コバルト(Co)	48.5~51.5 $\mu\text{g}/\text{mL}$
バナジウム(V)	97~103 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ニッケル(Ni)	194~206 $\mu\text{g}/\text{mL}$
不純物元素	試験適合