

Code No. 13-1881

製品規格書

多元素混合標準液 ICH Q3D 注射剤用

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	ごくうすい青色～ごくうすい青緑色、澄明の液体
酸濃度(HNO ₃ として)	4～6w/w%
カドミウム(Cd)	1.94～2.06 μg/mL
鉛(Pb)	4.85～5.15 μg/mL
ヒ素(As)	14.6～15.4 μg/mL
コバルト(Co)	4.85～5.15 μg/mL
バナジウム(V)	9.7～10.3 μg/mL
ニッケル(Ni)	19.4～20.6 μg/mL
リチウム(Li)	243～257 μg/mL
アンチモン(Sb)	87.3～92.7 μg/mL
銅(Cu)	291～309 μg/mL
不純物元素	試験適合