

Code No. 14-0021

製品規格書

1-ナフトール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～うすい褐色又はうすい灰赤色、 結晶～結晶性粉末又はフレーク
純度(GC)	99.0%以上
エタノール溶状	試験適合
融点	95～97℃
乾燥減量	1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.02%以下
ナフタレン	0.1%以下
2-ナフトール	0.1%以下

JIS K 8698:1995
(*:当社追加項目)