

Code No. 14-0024

製品規格書

2-ナフトール

試薬特級

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------|----------------|
| * 外観 | 白色～うすい紅色、結晶～粉末 |
| 純度(GC) | 99.0%以上 |
| エタノール溶状 | 試験適合 |
| 融点 | 121～123℃ |
| 乾燥減量 | 1.0%以下 |
| 強熱残分(硫酸塩) | 0.02%以下 |
| ナフタレン | 0.1%以下 |
| 1-ナフトール | 0.1%以下 |

JIS K 8699-1995
(*:当社追加項目)