

Code No. 14-0288

製品規格書

硝酸(1.38)

精密分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
塩化物(Cl)	0.1ppm以下
りん酸塩(PO4)	0.1ppm以下
硫酸塩(SO4)	0.1ppm以下
ナトリウム(Na)	0.1ppm以下
カリウム(K)	0.1ppm以下
銅(Cu)	0.003ppm以下
カルシウム(Ca)	0.01ppm以下
亜鉛(Zn)	0.005ppm以下
カドミウム(Cd)	0.1ppb以下
水銀(Hg)	0.05ppb以下
鉛(Pb)	0.5ppb以下
砒素(As)	0.001ppm以下
クロム(Cr)	0.001ppm以下
マンガン(Mn)	0.001ppm以下
鉄(Fe)	0.01ppm以下
コバルト(Co)	0.003ppm以下
ニッケル(Ni)	0.001ppm以下
濃度	60.0～62.0%