

Code No. 14-0393

## 製品規格書

### NIP標準品

残留農薬試験用

| 試験項目             | 規格値            |
|------------------|----------------|
| 外観               | 白色～うすい黄色、結晶～粉末 |
| アセトン溶状           | 試験適合           |
| 融点               | 71～73℃         |
| 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧) | 0.1%以下         |
| 含量(キャピラリーカラムGC)  | 99.0%以上        |
| 含量(qNMR)         | 98.0%以上        |