

Code No. 14-0560

## 製品規格書

### 2,2',2''-ニトリロトリエタノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
純度[N(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH) <sub>3</sub> ](GC)	質量分率98.0%以上
水溶状	試験適合
屈折率20℃	1.482～1.487
水分	質量分率0.3%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.01%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
2-アミノエタノール(H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH)(GC)	質量分率0.3%以下
2,2'-イミノジエタノール [HN(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH) <sub>2</sub> ](GC)	質量分率0.3%以下

JIS K 8663:2013  
(\*:当社追加項目)