

Code No. 14-0693

製品規格書

硝酸(1.42)

超微量分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
リチウム(Li)	50ppt以下
ナトリウム(Na)	100ppt以下
カリウム(K)	50ppt以下
ルビジウム(Rb)	50ppt以下
銅(Cu)	50ppt以下
銀(Ag)	50ppt以下
ベリリウム(Be)	50ppt以下
マグネシウム(Mg)	50ppt以下
カルシウム(Ca)	100ppt以下
ストロンチウム(Sr)	50ppt以下
バリウム(Ba)	50ppt以下
亜鉛(Zn)	100ppt以下
カドミウム(Cd)	50ppt以下
アルミニウム(Al)	100ppt以下
トリウム(Th)	50ppt以下
すず(Sn)	50ppt以下
鉛(Pb)	50ppt以下
ヒ素(As)	50ppt以下
ビスマス(Bi)	50ppt以下
クロム(Cr)	100ppt以下
モリブデン(Mo)	50ppt以下
タングステン(W)	50ppt以下
マンガン(Mn)	50ppt以下
鉄(Fe)	150ppt以下
コバルト(Co)	50ppt以下
ロジウム(Rh)	50ppt以下
ニッケル(Ni)	100ppt以下
ウラン(U)	50ppt以下

