

Code No. 14-0698

製品規格書

硝酸ニッケル(II)溶液(10mg Ni/mL 15%硝酸溶液)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色～緑色、透明の液体
酸濃度(HNO ₃)	実績値集積のうえ、規格化する
銀(Ag)	50ppb以下
カドミウム(Cd)	50ppb以下
タリウム(Tl)	100ppb以下
鉛(Pb)	100ppb以下
ひ素(As)	100ppb以下
セレン(Se)	100ppb以下
濃度(Niとして)	9.50～10.50mg/mL