

Code No. 14-0832

製品規格書

NP-40代替品

分子生物学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
粘度(25℃)	実績値集積のうえ、規格化する
水溶状	試験適合
密度(20℃)	実績値集積のうえ、規格化する
屈折率20℃	1.48～1.52
pH(10g/l, 25℃)	実績値集積のうえ、規格化する
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合