

Code No. 14-0841

## 製品規格書

### ニンヒドリン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～うすい黄色又はうすい赤色、結晶～結晶性粉末
純度(C <sub>9</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> )	質量分率98.0%以上
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.1%以下
pH(10g/L, 25°C)	4.0～5.5
アミノ酸分析適合性(E440)	0.14以下
アミノ酸分析適合性(E460)	0.04以下
アミノ酸分析適合性(E570)	0.01以下
鋭敏度	試験適合

JIS K 8870:2017  
(\*:当社追加項目)