

Code No. 14-0887

製品規格書

ネオマイシン硫酸塩

細胞生物学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～うすい黄色、結晶性粉末～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=2.5,H2O)(乾燥物換算)	+53～+59°
乾燥減量[60℃, 酸化りん(V)上, 減圧]	8.0%以下
pH(10g/L, 25℃)	5.0～7.5
力価(乾燥物換算)	680IU/mg以上