

Code No. 14-0919

## 製品規格書

### ネオヘスペリジン標準品

生薬試験用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、粉末
メタノール溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=0.01, CH_3OH)$ (乾燥後)	-100～-120°
吸光度E1%1cm(284nm)(乾燥後)	320～360
乾燥減量(シリカゲル上)	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上