

Code No. 14-0962

製品規格書

ニンヒドリン

和光特級

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～うすい黄色又はうすい赤色、 結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	0.1%以下
pH(10g/l, 25℃)	3.5～6.0
アミノ酸分析適合性(E440)	0.14以下
アミノ酸分析適合性(E460)	0.04以下
アミノ酸分析適合性(E570)	0.006以下
鋭敏度	試験適合
含量	98.0%以上