

Code No. 15-0213

製品規格書

オキサシリンナトリウム一水和物

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=1, H_2O)$	実績値集積のうえ、規格化する
水分	3.0～6.0%
pH(30g/l, 25°C)	4.5～7.5
力価	815～950 $\mu\text{g}/\text{mg}$
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する