

Code No. 15-0251

製品規格書

1-オクタノール

分配係数測定用

試 験 項 目	規 格 値
* 外観	無色澄明の液体
純度(GC)	99.5%以上
密度(20℃)	0.824～0.828g/ml
屈折率20℃	1.428～1.431
* 吸光度(210nm)	実績値集積のうえ、規格化する
* 吸光度(220nm)	実績値集積のうえ、規格化する
* 吸光度(230nm)	実績値集積のうえ、規格化する
* 吸光度(240nm)	実績値集積のうえ、規格化する
* 吸光度(254nm)	実績値集積のうえ、規格化する
* 吸光度(279nm)	実績値集積のうえ、規格化する
不揮発物	0.01%以下
酸価	0.1以下

JIS K 8213-1996(*:当社追加項目)