

Code No. 15-0277

製品規格書

L(+)-オルニチン塩酸塩標準品

アミノ酸分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい褐色、 結晶～粉末 試験適合
水溶状	
比旋光度[α]D20(c=5.5,H2O)	+10.0～+12.0°
乾燥減量(105℃)	実績値集積のうえ、規格化する
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	97.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する