

Code No. 15-0283

## 製品規格書

### γ-オリザノール標準品

生薬試験用

| 試験項目   | 規格値                   |
|--|-----------------------|
| 外観   | 白色～わずかにうすい褐色、結晶性粉末～粉末 |
| アセトン溶状   | 試験適合                  |
| 比旋光度[α] <sub>D20</sub> (c=0.3, CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub> ) | +39～+46°              |
| 乾燥減量(105℃)   | 実績値集積のうえ、規格化する        |
| 薄層クロマトグラフィー試験  | 試験適合                  |
| 含量(吸光光度分析)   | 97.0%以上               |