

Code No. 15-0283

## 製品規格書

### γ-オリザノール標準品

生薬試験用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶性粉末～粉末
アセトン溶状	試験適合
比旋光度[α] <sub>D20</sub> (c=0.3, CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub> )	+39～+46°
乾燥減量(105℃)	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(吸光光度分析)	98.0%以上