

Code No. 16-0055

製品規格書

ペクチン, かんきつ類由来

化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～うすい褐色、粉末
乾燥減量(105℃)	15.0%以下
強熱残分(硫酸塩)(乾燥後)	5.0%以下
重金属(Pbとして)	0.01%以下
ひ素(Asとして)	2ppm以下
メトキシ基(CH ₃ O-)(乾燥物換算)	3.5～8.5%
ガラクトuron酸(C ₆ H ₁₀ O ₇)(乾燥物換算)	50.0～80.0%