

Code No. 16-0107

製品規格書

フェノールフタレイン

試薬特級

| 試験項目 | 規格値 |
|---|---|
| * 外観 純度(C ₂₀ H ₁₄ O ₄) エタノール溶状 吸光度(0.01g/L, pH9.8) 変色範囲(pH) | 白色～わずかにうすい黄色、結晶性粉末 質量分率98.0%以上 試験適合 0.60以上 (無色)7.8～10.0(紅色) |

JIS K 8799:2020(*:当社追加項目)