

Code No. 16-0112

## 製品規格書

### フェノールレッド

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	赤色～暗赤色、結晶性粉末～粉末
エタノール溶状	試験適合
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
吸光度(5mg/l, pH8.4)	0.53以上
乾燥減量(105℃)	質量分率3.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.5%以下
変色範囲(pH)	(黄)6.8～8.4(赤)

JIS K 8800:2012(\*:当社追加項目)