

Code No. 16-0317

製品規格書

酢酸カリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(CH ₃ COOK)	質量分率97.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25℃)	7.5～9.0
乾燥減量(150℃)	質量分率3.0%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.003%以下
りん酸塩(PO ₄)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.003%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.5%以下
銅(Cu)	質量分率5ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.005%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	質量分率0.002%以下

JIS K 8363:2011
(*:当社追加項目)