

Code No. 16-0455

製品規格書

チオシアン酸カリウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶
純度(KSCN)	質量分率98.0%以上
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	5.3~8.5
塩化物(Cl)	質量分率0.004%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.003%以下
硫化物(S)	質量分率0.001%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.015%以下
銅(Cu)	質量分率3ppm以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率1ppm以下
アンモニウム(NH ₄)	質量分率0.002%以下
よう素消費物質(Iとして)	質量分率0.025%以下

JIS K 9001:2008
(*:当社追加項目)