

Code No. 16-0460

## 製品規格書

### L(-)-プロリン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(C <sub>5</sub> H <sub>9</sub> NO <sub>2</sub> )	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
pH(100g/L, 25℃)	5.5～7.0
比旋光度[α] <sub>D20</sub>	-84.0～-86.0°
乾燥減量(105℃)	質量分率0.3%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.05%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.02%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.02%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
砒素(As)	質量分率1ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	質量分率0.02%以下
他のアミノ酸	試験適合

JIS K 9107 : 2020(\*:当社追加項目)