

Code No. 16-0481

製品規格書

1-プロパノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH)(GC)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.801~0.806g/ml
屈折率20℃	1.383~1.387
水分	質量分率0.2%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(C ₂ H ₅ COOHとして)	質量分率0.002%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8838:2014 (*:当社追加項目)