

Code No. 16-0499

製品規格書

プロピレングリコール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度[CH ₃ CH(OH)CH ₂ OH](GC)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	1.034~1.038g/ml
屈折率20℃	1.429~1.434
水分	質量分率0.2%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.005%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.006%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.002%以下
重金属(Pbとして)	質量分率5ppm以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8837:2013(*:当社追加項目)