

Code No. 16-0869

製品規格書

PTH-L-チロシン標準品

アミノ酸配列分析用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末～粉末
酢酸エチル溶状	試験適合
融点	実績値集積のうえ、規格化する
比旋光度[α]D20(c=1,CH ₃ COOC ₂ H ₅)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.3%以下
含量(HPLC)	99.0%以上