

Code No. 16-0874

製品規格書

PTH-L-フェニルアラニン標準品

アミノ酸配列分析用

| 試験項目 | 規格値 |
|---|----------------|
| 外観 | 白色、結晶～結晶性粉末 |
| 酢酸エチル溶状 | 試験適合 |
| 融点 | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=1, CH_3COOC_2H_5)$ | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧) | 0.3%以下 |
| 含量(HPLC) | 99.0%以上 |