

Code No. 16-0908

製品規格書

ポリエチレングリコール 1,000

和光一級

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、塊
粘度(500g/l, 25℃)	15～35mPa・s
水溶状	試験適合
凝固点	30～40℃
水分	2.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.2%以下
pH(50g/l, 25℃)	4.0～7.0
酸(CH ₃ COOHとして)	0.1%以下
平均分子量	900～1,100