

Code No. 16-0910

## 製品規格書

### ポリエチレングリコール 2,000

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、塊
粘度(500g/l, 25℃)	35～60mPa・s
水溶状	試験適合
凝固点	45～55℃
水分	1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.2%以下
pH(50g/l, 25℃)	4.0～7.0
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	0.1%以下
平均分子量	1,800～2,200