

Code No. 16-1149

製品規格書

プレドニゾン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末～粉末
エタノール溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=0.5, 1,4-dioxane)	+97～+103°
乾燥減量(105°C)	1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.1%以下
セレン(Se)	0.003%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(吸光光度分析)	97.0～103.0%
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する