

Code No. 16-1272

製品規格書

フェノール, 結晶

核酸抽出用

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------------|----------|
| 外観 | 白色、結晶又は塊 |
| 水溶状(飽和) | 試験適合 |
| 凝固点 | 40.5°C以上 |
| 水分 | 0.5%以下 |
| 不揮発物 | 0.02%以下 |
| 重金属(Pbとして) | 5ppm以下 |
| 鉄(Fe) | 1ppm以下 |
| 含量(キャピラリーカラムGC) | 99.5%以上 |