

Code No. 16-1739

製品規格書

パクロブトラゾール標準品

残留農薬試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい黄褐色、 結晶～粉末 試験適合
メタノール溶状	
融点	163～167℃
比旋光度[α] _{D20} (c=2,CH ₃ OH)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(キャピラリーカラムGC)	97.0%以上