

Code No. 16-2090

## 製品規格書

### ポドフィロトキシン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、粉末
エタノール溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=1,CHCl_3)$ (乾燥物換算)	-127～-132°
吸収極大波長	290～294nm
分子吸光係数( $\lambda_{max}$ )(乾燥物換算)	4000～4500
乾燥減量(105°C)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	95.0%以上