

Code No. 16-2200

## 製品規格書

### プエラリン

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

| 試 験 項 目            | 規 格 値         |
|--------------------|---------------|
| 性状(JP法)            | 白色の結晶又は結晶性の粉末 |
| 確認試験(JP法)          | 試験適合          |
| 純度試験(JP法)          | -             |
| 類縁物質(JP法)          | 試験適合          |
| * メタノール溶状          | 試験適合          |
| * 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧) | 1.0%以下        |
| * 含量(HPLC)         | 98.0%以上       |

\*:当社追加項目