

Code No. 16-2267

## 製品規格書

### 1-プロパノール

分子生物学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.801～0.806g/ml
屈折率20℃	1.383～1.387
水分	0.2%以下
酸(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COOHとして)	0.002%以下
硫酸着色物質	試験適合
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上