

Code No. 16-2279

製品規格書

ポリソルベート20

医薬品添加物規格

試 験 項 目	規 格 値
* 性状	微黄色～黄色の液
確認試験	試験適合
粘度	350～550mm2/s
pH	4.0～7.0
比重d 2020	1.090～1.130
酸価	4.0以下
けん化価	43～55
純度試験	-
(1) 重金属	20ppm以下
(2) ヒ素	2ppm以下
水分	3.0%以下
強熱残分	0.25%以下

医薬品添加物規格(*当社追加項目)