

Code No. 16-2309

製品規格書

ピリジン

水酸基価測定用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
水分	0.1%以下
塩化物(Cl)	0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.001%以下
アンモニウム(NH ₄)	0.002%以下
過酸化物	試験適合
無水酢酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	0.002%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上