

Code No. 16-2342

## 製品規格書

### L(-)-フェニルアラニン標準品

アミノ酸分析用

| 試験項目                         | 規格値            |
|------------------------------|----------------|
| 外観                           | 白色、結晶～結晶性粉末    |
| 水溶状                          | 試験適合           |
| 比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=2,H2O) | -33.4~-35.0°   |
| 乾燥減量(105°C)                  | 0.2%以下         |
| アミノ酸分析適合性                    | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 含量(容量分析)                     | 99.0%以上        |
| 含量(差数法)                      | 実績値集積のうえ、規格化する |