

Code No. 16-2347

製品規格書

O-ホスホ-L-セリン標準品

アミノ酸分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
希塩酸溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=5,dil.HCl)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105℃)	0.5%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する