

Code No. 16-2416

## 製品規格書

### ペリルアルデヒド

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	無色～薄い褐色の透明な液
吸光度E1%1cm(230nm)(JP法)	850～950
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 水分	1.0%以下

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のペリルアルデヒド、定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(\*:当社追加項目)