

Code No. 16-2479

製品規格書

2-プロパノール

医薬品試験用

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度[(CH ₃) ₂ CHOH](GC)	質量分率99.7%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.784~0.786g/ml
屈折率20℃	1.376~1.379
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(C ₂ H ₅ COOHとして)	質量分率0.002%以下
カルボニル化合物(COとして)	質量分率0.005%以下
メタノール(CH ₃ OH)(GC)	質量分率0.1%以下
鉄(Fe)	質量分率0.1ppm以下
硫酸着色物質	試験適合
比重(20/20℃) (Ph.Eur.)	約0.785

JIS K 8839-2007 (*:当社追加項目)