

Code No. 16-2484

## 製品規格書

### 1-プロパノール(超脱水)

有機合成用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.801~0.806g/ml
屈折率20℃	1.383~1.387
水分	0.001%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COOHとして)	0.002%以下
硫酸着色物質	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上