

Code No. 16-2489

製品規格書

ペオノール

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

| 試験項目 | 規格値 |
|-------------------|---------------|
| 性状(JP法) | 白色の結晶又は結晶性の粉末 |
| 純度試験(JP法) | - |
| 類縁物質(JP法) | 試験適合 |
| ピークの単一性(JP法) | 試験適合 |
| * 含量(qNMR)(JP法) | 98.0%以上 |
| ** 乾燥減量(塩化カルシウム上) | 1.0%以下 |

本品は、日本薬局方一般試験法 試薬・試液のペオノール、定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(*:当社設定規格値)(**:当社追加項目)